

LISTE DE MATERIEL DES 1

Typodont avec dents métalliques

Dents équipées d'attaches en .022" sans informations

Pince 442 (x2)

Pince 139

Pince de Tweed

Pince à couper les arcs en distal

Pince de Mathieu

Pince 3 becs

Pince à couper les ligatures

Chaînette élastique

Ligatures métalliques

Instrument pour pousser les ligatures

Instrument de Guequerre (Shure)

J hooks (2 paires)

Elastiques intra-oraux

Longueurs de fils rond et rectangulaire en acier : .016", .017x.022", .018x.025", .019x.025", .020x.025", .0215x.0275"

Pied à coulisse

Protractor

Mini-chalumeau

Flux pour soudure

Fil de laiton (.032")

Crayon pour marquer les arcs

Typodont avec dents en métal (les bagues sont positionnées sur les dents selon les instructions de la Charte des bagues)

Jauge pour les hauteurs de brackets

Spatule à cire

Cires préformées pour typodont

Ciment à bagues, spatule à ciment et plaque de verre

Compas avec pointe crayon

Chiffon

Eau écarlate.